



**ResMed**

**AirTouch™**



AirTouch – traumhaft soft

ResMed.com

# Innovativ weiche Maskenkissen für Premiumkomfort

Die AirTouch™-Maskenkissen sind die ersten auswechselbaren Kissen aus Memory-Schaum – für ein unvergleichliches Tragegefühl.



## Außergewöhnlicher Komfort

Das weiche,<sup>1</sup> atmungsaktive Material des AirTouch Maskenkissens setzt neue Maßstäbe und fühlt sich leicht und frisch auf der Haut an.

## Passgenaue Abdichtung

Der AirTouch Memory-Schaum passt sich genau an die Gesichtskonturen an. Eine gute Abdichtung ist so auch bei Bartträgern möglich.

Unerreichter Tragekomfort –  
AirTouch wird auch Ihre Patienten  
begeistern! Entwickelt für Komfort und  
Maskensitz ohne Kompromisse.


Die weichen AirTouch F20 & N20 Maskenkissen sind mit den AirFit™ F20 & N20 Masken kompatibel.



### **Sanft zur Haut**

Der neuartige ResMed Memory-Schaum ist noch weicher als herkömmliche Maskenkissen.<sup>1</sup>

Er passt sich den Gesichtskonturen an.



### **Atmungsaktives Material**

ResMed Memory-Schaum ist luftdurchlässig und somit gewissermaßen atmungsaktiv. Das sorgt für ein natürliches Schlaferlebnis.

# Aus eins mach zwei

Machen Sie aus AirFit N20 oder AirFit F20 Masken Modelle der Extraklasse.  
Mit den optional erhältlichen AirTouch Maskenkissen können Sie Ihren Patienten ein völlig neues Schlaferlebnis und größte Therapiecompliance ermöglichen.



In einer internen Umfrage bewerten die befragten Patienten das AirTouch Maskenkissen mit 8,5 von 10 möglichen Punkten und bevorzugen es damit gegenüber anderen Masken.<sup>2</sup>

# Regelmäßiger Austausch – hygienisch & leistungsstark

AirTouch Maskenkissen sollten je nach Verwendung ca. alle vier bis sechs Wochen ausgetauscht werden. So bleibt AirTouch sauber und hygienisch frisch für ein täglich perfektes Tragegefühl.

Das weiche Material der AirTouch Maskenkissen ist leicht zu reinigen.


## Tipps zur Größenbestimmung

Die AirTouch N20 und F20 Maskenkissen sind jeweils in drei verschiedenen Größen erhältlich: Small, Medium und Large. Verwenden Sie bereits eine AirFit N20 oder F20 Maske, können Sie ganz einfach ein AirTouch Maskenkissen derselben Größe benutzen. Durch das modulare Design ist ein schneller Wechsel ganz leicht möglich.

Wir empfehlen die Verwendung der Anpass-Schablonen, um die Kissengröße zu bestimmen, die für Ihre Patienten am besten geeignet ist.

Die Schablonen stehen unter  
**[ResMed.com/AirFitF20](https://www.resmed.com/AirFitF20)** bzw.

**[ResMed.com/AirFitN20](https://www.resmed.com/AirFitN20)** zur Verfügung.





AirTouch™

## Artikelnummern

AirTouch N20 Maskenkissen, Small	<b>63950</b>
AirTouch N20 Maskenkissen, Medium	<b>63951</b>
AirTouch N20 Maskenkissen, Large	<b>63952</b>
AirTouch F20 Maskenkissen, Small	<b>63028</b>
AirTouch F20 Maskenkissen, Medium	<b>63029</b>
AirTouch F20 Maskenkissen, Large	<b>63030</b>

Tipps und Videos zu unseren Masken und für eine angenehmere Therapie finden Sie auf [ResMed.com](https://www.ResMed.com) und unter [YouTube.com](https://www.YouTube.com)

1 ResMed internal testing comparing ResMed UltraSoft memory foam and silicone; ID A3622977.

2 ResMed AirTouch F20 internal international fitting study of 43 existing CPAP patients, conducted between 25/07/2016 – 05/08/2016; ID A3846174.

**Vertrieb durch:** ResMed Deutschland GmbH, Hafewende 40, 28357 Bremen, Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail [info@resmed-deutschland.de](mailto:info@resmed-deutschland.de)  
AirFit, AirTouch und ResMed UltraSoft sind Marken und/oder registrierte Marken der ResMed Unternehmensgruppe. Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

2020 ResMed Ltd. **Art.-Nr. 10110149/2** [auf Grundlage von 1019493/1 2017-03], Obj.-ID. C236851 - 2 · 07 20

ResMed.com