


BESTELLNUMMERN



A

- BREISA **XS-S**
- BREIMA **M-L**
- BREISMA **XS-S M-L**
- 400BRE131 **XS-S** OHNE KOPFBAND*
- 400BRE132 **M-L** OHNE KOPFBAND*

U

- BREISU **XS-S**
- BREIMU **M-L**
- BREISMU **XS-S M-L**




* nicht in allen Ländern erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Druck (cmH ₂ O)	4	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
Fluss mit Luftverteiler (L/min)	21	24	29	33	37	41	44	47	50	53	56	58
Fluss ohne Luftverteiler (L/min)	25	27	32	37	41	44	48	51	54	56	59	62

Aufgrund von Fertigungsvarianten können die Abluftflussraten von den oben angegebenen Nennwerten abweichen.



FLUSSWIDERSTAND

Druckabfall durch XS-S-Maske mit Verteiler bei 50 L/min: 1,7 cmH₂O ± 12 %

Druckabfall durch M-L-Maske mit Verteiler bei 50 L/min: 1,0 cmH₂O ± 12 %

Druckabfall durch XS-S-Maske mit Verteiler bei 100 L/min: 6,2 cmH₂O ± 11 %

Druckabfall durch M-L-Maske mit Verteiler bei 100 L/min: 3,8 cmH₂O ± 11 %

TOTRAUM DER MASKE

XS-S: 29 cm³

M-L: 33 cm³

GERÄUSCHPEGEL

Der Schalleistungspegel der Maske mit Luftverteiler beträgt 25,4 dBA, der Unsicherheitsfaktor 2,5 dBA.

Der Schalldruckpegel der Maske mit Luftverteiler beträgt 17,5 dBA, der Unsicherheitsfaktor 2,5 dBA.

Der Schalleistungspegel der Maske ohne Luftverteiler beträgt 30,6 dBA, der Unsicherheitsfaktor 2,5 dBA.

Der Schalldruckpegel der Maske ohne Luftverteiler beträgt 22,6 dBA, der Unsicherheitsfaktor 2,5 dBA.