




Für die aktiven Schläfer, die zwischendurch aufstehen, sich hin und her drehen und morgens aus dem Bett springen, um den neuen Tag zu beginnen.



AirFit™ N30i P30i

myAir™: Ihre Therapie auf einen Blick

myAir ist eine digitale Anwendung, mit der Sie Ihre **Therapiefortschritte beobachten** und **individuelle Tipps** erhalten können. Sie können myAir auf Ihrem PC, Smartphone oder Tablet verwenden.



Registrieren Sie sich unter myair.resmed.eu

Mehr Freiraum für Bewegung

- 1 ResMed external 7-day clinical study of 24 ResMed and non-ResMed patients, conducted between 21/02/2018 - 12/03/2018. Data on file; ID A4320645.
- 2 ResMed external 14-day clinical study of 23 ResMed patients, conducted between 30/05/2018 - 22/06/2018. Data on file; ID A4387859.
- 3 AirFit N30i design description D638-408 conducted on 28/10/2020. Data on file; A4273972.

* Selbstzahlerprodukt

ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen
Tel. 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail info@resmed-deutschland.de
Alle genannten Marken sind registrierte Marken der ResMed Unternehmensgruppe.
Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.
© 2021 ResMed Pty Ltd. **Art.-Nr. 10111377/2**, Obj.-ID. C270937 · 2 · 05 21



ResMed.com

ResMed.com

Schlafen Sie so, wie Sie wollen

Die ResMed AirFit™ N30i Nasenmaske und die AirFit P30i Nasenpolstermaske mit nach oben geführtem Schlauch machen jede Drehung und Wendung problemlos mit, ohne dass der CPAP-Schlauch im Weg ist. So können Sie sich nachts frei bewegen und die Schlafposition beliebig wechseln.


Sie haben die Wahl

Dank praktischem modularem System können Sie denselben komfortablen Maskenrahmen entweder mit einem N30i Nasenmaskenkissen mit Standard- oder QuietAir*-Ausatemöffnung verwenden oder mit einem P30i* Nasenpolsterkissen. Und wenn Sie es sich anders überlegen, können Sie die Kissen, wie auch die Kissengröße im Handumdrehen austauschen.



Die Leistungsmerkmale im Überblick

- 1 **Das minimalistische Design** lässt das Gesichtsfeld frei für eine unbeschwerte Kommunikation kurz vor dem Einschlafen.
- 2 **Der nach oben geführte Schlauch** ermöglicht das Schlafen in einer beliebigen Position.
- 3 **Das Kniestück mit der praktischen Schnelllösefunktion** erlaubt ein einfaches Verbinden und Trennen während der Nacht.



- 4 **Der sich nahezu selbst anpassende Maskenrahmen** sorgt für sicheren und bequemen Sitz – die ganze Nacht^{1,2} und auch bei Bewegungen im Schlaf.
- 5 **Das N30i Maskenkissen wurde weiterentwickelt** und passt sich dadurch noch besser an Ihr Gesichtprofil an und sorgt für eine gute Abdichtung selbst bei Bewegungen.³
- 6 **Das N30i Maskenkissen oder P30i Nasenpolsterkissen mit QuietAir-Ausatemöffnung*** sorgen für eine geräuscharme Schlafumgebung.²



AirFit™ N30i

AirFit™ P30i

