

F&P Solo

AutoFit Nasalmaske
AutoFit Nasenkissenmaske

Simply AutoFit™



www.fphcare.com

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Die erste AutoFit-Maske der Welt

Die F&P Solo™ kombiniert jahrelange, unermüdliche Innovation mit modernsten Komponenten und läutet damit eine neue Ära der automatischen Masken ein. Die weltweit erste AutoFit-Maske F&P Solo vereinfacht die Einrichtung der Maske wie keine andere, dank der AutoLock™-Technologie.



Scannen Sie den QR-Code, um online zu sehen, wie F&P Solo funktioniert.



Anpassen

Die Maske wird einfach über den Kopf und auf das Gesicht gezogen.

Berühren

Mit nur einer Berührung kann der Benutzer die Maske mit leichtem Druck unter der Nase abdichten und so die gewünschte Passform einstellen.

Schlafen


Die AutoLock-Technologie hält die Maske bequem an Ort und Stelle und reagiert dynamisch auf die Bewegungen im Schlaf und den Druck der CPAP-Therapie.

Ein revolutionäres Kopfbanddesign



Reduziert zu festes Anziehen

Da keine herkömmlichen Bänder, die gelöst und gezogen werden müssen, vorhanden sind, verhindert das AutoFit-Kopfband ein zu festes Anziehen des Kopfbands.



AutoLock- Technologie

Die AutoLock-Technologie hält das Maskenkissen in Position und erfordert nur einen einzigen Zug, um das Kopfband zu lösen.

Zwei Kissenoptionen

F&P Solo wird mit Nasenkissen bzw. Nasalkissen verkauft. Diese können auch einzeln gekauft und ausgetauscht werden.



Nasenkissen




Nasalkissen

Einfach für Sie und Ihre Patienten



Maskenauswahl

Ein Kopfbandsystem mit zwei Kissenoptionen, um Ihnen und Ihren Patienten die Auswahl der Maske zu erleichtern.




Einrichtung mit der F&P myMask™-App

F&P myMask unterstützt Ihre Patienten bei der Maskeneinrichtung und -anpassung.



Benutzerfreundliche Verpackung

Eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt Sicherheit beim selbständigen Einrichten der Maske.



F&P myMask Support

F&P myMask hilft bei der Anpassung, Reinigung und Fehlerbehebung.

F&P Solo Nasal	
Bestellnummer	F&P Solo Nasal - Beschreibung
SLNISMLU	Nasalmaske Fit Pack
SLNISU, SLNISSU*	Nasalmaske Klein
SLNIMU, SLNIMMU*	Nasalmaske Mittel
SLNILU, SLNILLU*	Nasalmaske Groß
SLNIWU	Nasalmaske Breit
400SLN111	Nasenkissen Klein
400SLN112	Nasenkissen Mittel
400SLN113	Nasenkissen Groß
400SLN114	Nasenkissen Breit

F&P Solo Pillows	
Bestellnummer	F&P Solo Pillows - Beschreibung
SLP1SMLU	Kissenmaske Fit Pack
SLP1ISU, SLP1ISSU*	Kissenmaske Klein
SLP1IMU, SLP1IMMU*	Kissenmaske Mittel
SLP1ILU, SLP1ILLU*	Kissenmaske Groß
400SLP111	Nasalkissen Klein
400SLP112	Nasalkissen Mittel
400SLP113	Nasalkissen Groß

* Modelle mit doppeltem Kissen. Nicht in allen Ländern erhältlich.

F&P Solo	
Bestellnummer	F&P Solo - Beschreibung
400SL121	Ersatz-Kopfband
400SL141	Ersatz-Schlauch, -Rahmen und -Drehgelenk

Verweise: 1.85 von 91 Teilnehmern bewerteten ihre Erfahrungen mit der Maske F&P Solo Nasal oder F&P Solo Pillows als „einfach“ oder „sehr einfach“. 2022 in den USA durchgeführte interne Validierungsstudie mit 91 Teilnehmern. F&P, AutoFit, AutoLock, F&P Solo und myMask sind Marken von Fisher & Paykel Healthcare Limited. 632155 REV A © 2024 Fisher & Paykel Healthcare Limited ©